

	<p>Ficha Técnica Cintas de Orina 10 parámetros</p> <p>Rapid Test Chile®</p>	<p>N° Ficha :0019 Versión:02/1 Fecha: 03-10-2019</p>
---	---	--



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código Catálogo	TE-URS-CL01
Tipo	Test reacciones químicas y inmunocromáticas específicas
Marca	Rapid Test Chile®
Procedencia	China
Presentación	Frasco 100 unidades
Tipo de muestra	Muestras de orina humana
Tipo de Detección	Cualitativa semicuantitativa
Recomendaciones de Uso	Uso profesional <i>in vitro</i>
Contenido por kit	- 100 tiras con 10 parámetros de medición cada una -Inserto del producto

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Certificación del Fabricante	ISO 13485 2016, Comunidad Europea
Inscripción ISP	EDM 281/16

Items	Sensibilidad	Rango Analizador	Rango Visual
Leucocitos (células/ μ L)	5-15	Neg.-500	
Nitrito (μ mol/L)	13-22	Neg.-Pos	
Urobilinógeno (μ mol/L)	3.2-16 (1- 5 mg/dL)	3.4-135	
Proteína (g/L)	0.15-0.3 (1.5-30 mg/dL)	Neg.-3.0	Neg.-20.0
pH		5.0-9.0	5.0-8.5
Sangre (Células/ μ L)	5-15	Neg.-200	
Gravedad Específica		1.005-1.030	1.000-1.030
Acido Ascórbico (mmol/L)	0.5-0.6	0-5.0	0-6.0
Cetona (mmol/L)	0.5-1.0 (2.9 mg/dL)	Neg.-7.8	Neg.-16
Bilirrubina (μ mol/L)	8.6-17 (0.5-099 mg/dL)	Neg.-100	
Glucosa (mmol/L)	2.8-5.5	Neg.-55	Neg.-55
Microalbumina (g/L)	0.10-0.15	Neg.->0.15	Neg.-0.15

La información contenida en esta ficha técnica es correcta y verdadera según nuestros conocimientos y están basados en pruebas de laboratorio. Sin embargo, declinamos de todo compromiso para cada caso en particular debido a que no tenemos control sobre su aplicación.