




#### IDENTIFICACIÓN

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Código de Catálogo</b> | TE-HPY-CN04                      |
| <b>Marca</b>              | FaStep                           |
| <b>Fabricante</b>         | Assure Tech.(Hangzhou) Co, Ltda. |
| <b>Procedencia</b>        | China                            |

#### CARACTERÍSTICAS

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Tipo Detección</b>      | Inmunocromatografía          |
| <b>Tipo de Muestra</b>     | Heces                        |
| <b>Uso Recomendado</b>     | Profesional in vitro         |
| <b>Presentación</b>        | kit 25 Unidades individuales |
| <b>Tiempo para Lectura</b> | 10 minutos                   |
| <b>Analito Detectado</b>   | Antígeno Helicobacter pylori |

#### ESPECIFICACIONES

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Sensibilidad</b>               | >99,9%  |
| <b>Especificidad</b>              | 99,9%   |
| <b>Dimensiones kit</b>            | 260x65x120 Anch.xAlt.xProf. [mm]  |
| <b>T° Almacenamiento</b>          | 2-30°C  |
| <b>Certificaciones Fabricante</b> | ISO13485 - ISO9001 - FDA - CE   |
| <b>Contenido del kit</b>          | -25 Cassettes de testeo empaçados individualmente<br>-25 Tubos de dilución de muestra con buffer<br>-Inserto del producto |