



IDENTIFICACIÓN

Código de Catálogo	TE-FOB-CN04
Marca	FasTep
Fabricante	Assure Tech.(Hangzhou) Co, Ltda.
Procedencia	China

CARACTERÍSTICAS

Tipo Detección	Inmunocromatografía
Tipo de Muestra	Heces
Uso Recomendado	Profesional in vitro
Presentación	kit 25 Unidades individuales
Tiempo para Lectura	5 minutos
Analito Detectado	Hemoglobina

ESPECIFICACIONES

Sensibilidad	97,3%
Especificidad	98,4%
Dimensiones kit	260x65x120 Anch.xAlt.xProf. [mm]
T° Almacenamiento	2-30°C
Certificaciones Fabricante	ISO13485 - ISO9001 - FDA - CE
Contenido del kit	-25 cassettes de detección Sangre oculta -25 buffer de dilución con varilla medidora y gotero -Un instructivo de uso en español