



#### IDENTIFICACIÓN

<b>Código de Catálogo</b>	TE-HC-CN06
<b>Marca</b>	FaStep
<b>Fabricante</b>	Assure Tech.(Hangzhou) Co, Ltda.
<b>Procedencia</b>	China

#### CARACTERÍSTICAS

<b>Tipo Detección</b>	Inmunocromatografía
<b>Tipo de Muestra</b>	Sangre completa, suero, plasma
<b>Uso Recomendado</b>	Profesional in vitro
<b>Presentación</b>	Kit 40 Unidades individuales
<b>Tiempo para Lectura</b>	10 minutos
<b>Analito Detectado</b>	Anticuerpos Anti-Hepatitis C

#### ESPECIFICACIONES

<b>Sensibilidad</b>	99,8%
<b>Especificidad</b>	99,9%
<b>Dimensiones kit</b>	260x65x120 Anch.xAlt.xProf. [mm]
<b>T° Almacenamiento</b>	2-30°C
<b>Certificaciones Fabricante</b>	ISO13485 - ISO9001 - FDA - CE
<b>Contenido del kit</b>	-40 Cassette de detección individualmente empaquetado -40 Goteros -1 buffer de dilución -1 inserto del producto