



IDENTIFICACIÓN

Código de Catálogo	TE-INFA-CN09
Marca	FasTep
Fabricante	Assure Tech.(Hangzhou) Co, Ltda.
Procedencia	China

CARACTERÍSTICAS

Tipo Detección	Inmunocromatografía
Tipo de Muestra	Hisopado nasal/nasofaríngeo o Lavado/aspirado nasal
Uso Recomendado	Profesional in vitro
Presentación	Kit 20 Unidades individuales
Tiempo para Lectura	15 minutos
Analito Detectado	Antígeno Nucleoproteína Flu A, Antígeno Nucleoproteína Flu B

ESPECIFICACIONES

Sensibilidad	FluA 88,9%, FluB 82,0% (Ver Inserto Según Muestra)
Especificidad	FluA 94,8%, FluB 96,3% (Ver Inserto Según Muestra)
Dimensiones kit	260x65x120 Anch.xAlt.xProf. [mm]
T° Almacenamiento	2-30°C
Certificaciones Fabricante	ISO13485 - ISO9001 - FDA - CE
Contenido del kit	-20 Cassettes individualmente sellados -20 Tubos de extracción -20 Boquillas de tubos con filtro -Reactivo diluyente para muestras -20 Hisopos estériles -Inserto del producto -Gradilla de tubos -1 Control Positivo -1 Control Negativo