



**IDENTIFICACIÓN**

<b>Código de Catálogo</b>	TE-SPNEUMONIAE-CN01
<b>Marca</b>	FasTep
<b>Fabricante</b>	Assure Tech.(Hangzhou) Co, Ltda.
<b>Procedencia</b>	China

**CARACTERÍSTICAS**

<b>Tipo Detección</b>	Inmunocromatografía
<b>Tipo de Muestra</b>	Orina
<b>Uso Recomendado</b>	Profesional in vitro
<b>Presentación</b>	Kit 40 Unidades individuales
<b>Tiempo para Lectura</b>	10 minutos
<b>Analito Detectado</b>	Antígeno de Streptococcus pneumoniae

**ESPECIFICACIONES**

<b>Sensibilidad</b>	95,4%
<b>Especificidad</b>	98,0%
<b>Dimensiones kit</b>	260x65x120 Anch.xAlt.xProf. [mm]
<b>T° Almacenamiento</b>	2-30°C
<b>Certificaciones Fabricante</b>	ISO13485 - ISO9001 - FDA - CE
<b>Contenido del kit</b>	-40 Casete de detección individualmente empaquetado -40 Goteros -1 inserto del producto