



IDENTIFICACIÓN

Código de Catálogo	TE-SYP-CN06
Marca	FasTep
Fabricante	Assure Tech.(Hangzhou) Co, Ltda.
Procedencia	China

CARACTERÍSTICAS

Tipo Detección	Inmunocromatografía
Tipo de Muestra	Sangre completa, suero, plasma
Uso Recomendado	Profesional in vitro
Presentación	Kit 40 Unidades individuales
Tiempo para Lectura	10 minutos
Analito Detectado	Anticuerpos IgM y IgG anti-Treponema Pallidum

ESPECIFICACIONES

Sensibilidad	99,6%
Especificidad	99,1%
Dimensiones kit	260x65x120 Anch.xAlt.xProf. [mm]
T° Almacenamiento	2-30°C
Certificaciones Fabricante	ISO13485 - ISO9001 - FDA - CE
Contenido del kit	-40 Cassettes de detección con gotero -1 Buffer de dilución -1 Inserto en español