

	<p>Ficha Técnica Kit Test Rotavirus en heces</p> <p>FaStep®</p>	<p>Nº Ficha :0015 Versión:02/1 Fecha: 03-10-2019</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código Catálogo	TE-ROT-CN04
Tipo	Test Inmunocromatográfico
Marca	FaStep®
Procedencia	China
Presentación	Kit 25 unidades
Tipo de muestra	Muestras heces humanas
Tipo de Detección	Cualitativa presuntiva de antígenos Rotavirus
Recomendaciones de Uso	Uso profesional <i>in vitro</i>
Contenido por kit	- 25 Cassettes de testeo empacados individualmente - 25 Tubos de dilución de muestra con palillo dosificador y gotero -Inserto del producto

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Sensibilidad Relativa	>96,3% Rotavirus
Especificidad Relativa	>99,9% Rotavirus
Certificación del Fabricante	ISO 13485 2016, Comunidad Europea
Inscripción ISP	EDM 281/16

La información contenida en esta ficha técnica es correcta y verdadera según nuestros conocimientos y están basados en pruebas de laboratorio. Sin embargo, declinamos de todo compromiso para cada caso en particular debido a que no tenemos control sobre su aplicación.