

	Ficha Técnica Kit Test Helicobacter Pylori en Heces	Nº Ficha :0012 Versión:02/1 Fecha: 03-10-2019
	FaStep®	



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código Catálogo	TE-HPY-CN04
Tipo	Test Inmunocromatográfico
Marca	FaStep®
Procedencia	China
Presentación	Kit 25 unidades
Tipo de muestra	Muestras Heces humanas
Tipo de Detección	Cualitativa de antígeno Helicobacter pylori
Recomendaciones de Uso	Uso profesional <i>in vitro</i>
Contenido por kit	-Cassettes de testeo empacados individualmente -Tubos de dilución de muestra con buffer -Inserto del producto

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Sensibilidad Relativa	>99,9%
Especificidad Relativa	>99,9%
Certificación del Fabricante	ISO 13485 2016, Comunidad Europea
Inscripción ISP	EDM 281/16

La información contenida en esta ficha técnica es correcta y verdadera según nuestros conocimientos y están basados en pruebas de laboratorio. Sin embargo, declinamos de todo compromiso para cada caso en particular debido a que no tenemos control sobre su aplicación.