
	<p>Ficha Técnica Test detección Alcohol en Saliva</p> <p>Rapid Test Chile®</p>	<p>N° Ficha :0031 Versión:03/1 Fecha: 03-10-2019</p>
---	--	--



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código Catálogo	TA-OH-CN02
Tipo	Test colorimétrico
Marca	Rapid Test Chile®
Procedencia	China
Presentación	Kit 50 unidades
Tipo de muestra	Muestra saliva humana
Tipo de Detección	Química colorimétrica de alcoholes
Recomendaciones de Uso	Uso profesional <i>in vitro</i>
Contenido por kit	-50 Dispositivos de detección alcohol -1 Instructivo en español

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Condiciones de Almacenamiento	Evite la exposición al sol, manténgase en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente.
Certificación del Fabricante	ISO 13485 2016
Inscripción ISP	EDM 281/16

La información contenida en esta ficha técnica es correcta y verdadera según nuestros conocimientos y están basados en pruebas de laboratorio. Sin embargo, declinamos de todo compromiso para cada caso en particular debido a que no tenemos control sobre su aplicación.